

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 105 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 105 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

| capacité | identification | naturel | bleu | vert | orange | rouge | jaune | violet | noir | Prix HT |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| cryoboîtes | | | | | | | | | | |
| 100 x tubes Ø 8,5 mm | alphanumérique | NL14110 | NL14111 | NL14112 | NL14113 | NL14114 | NL14115 | NL14116 | NL14117 | |
| 81 x tubes Ø 12,5 mm | - | NL14210 | NL14211 | NL14212 | NL14213 | NL14214 | NL14215 | NL14216 | NL14217 | |
| 64 x tubes Ø 11 mm | alphanumérique | NL14310 | NL14311 | NL14312 | NL14313 | NL14314 | NL14315 | NL14316 | NL14317 | |
| 49 x tubes Ø 16,5 mm | alphanumérique | NL14410 | NL14411 | NL14412 | NL14413 | NL14414 | NL14415 | NL14416 | NL14417 | |
| 25 x tubes Ø 16,6 mm | numérique | NL14510 | NL14511 | NL14512 | NL14513 | NL14514 | NL14515 | NL14516 | NL14517 | |
| 9 x tubes Ø 30 mm | numérique | NL14610 | NL14611 | NL14612 | NL14613 | NL14614 | NL14615 | NL14616 | NL14617 | |

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur variable 121-131 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 121 à 131 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

| modèle | |
|------------------------------------|---------|
| cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm | |
| naturel | NL14710 |
| bleu | NL14711 |
| vert | NL14712 |
| orange | NL14713 |
| rouge | NL14714 |
| jaune | NL14715 |
| violet | NL14716 |
| noir | NL14717 |