

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 9 tubes, hauteur variable 121-131 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 121 à 131 mm
- 9 tubes jusqu'à Ø 30 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 30 mm	
naturel	NL14810
bleu	NL14811
vert	NL14812
orange	NL14813
rouge	NL14814
jaune	NL14815
violet	NL14816
noir	NL14817

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 122 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 122 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL15110	NL15111	NL15112	NL15113	NL15114	NL15115	NL15116	NL15117	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL15210	NL15211	NL15212	NL15213	NL15214	NL15215	NL15216	NL15217	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL15310	NL15311	NL15312	NL15313	NL15314	NL15315	NL15316	NL15317	