

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 128 mm




- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 128 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL15410	NL15411	NL15412	NL15413	NL15414	NL15415	NL15416	NL15417	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL15510	NL15511	NL15512	NL15513	NL15514	NL15515	NL15516	NL15517	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL15610	NL15611	NL15612	NL15613	NL15614	NL15615	NL15616	NL15617	
25 x tubes Ø 16,6 mm	numérique	NL15710	NL15711	NL15712	NL15713	NL15714	NL15715	NL15716	NL15717	
10 x tubes Ø 30 mm	-	NL15810	NL15811	NL15812	NL15813	NL15814	NL15815	NL15816	NL15817	
9 x tubes Ø 30 mm	numérique	NL15910	NL15911	NL15912	NL15913	NL15914	NL15915	NL15916	NL15917	

Cryoboîtes 133 x 133 mm en polycarbonate, hauteur 52 mm, identification numérique

- cryoboîtes en polycarbonate hauteur fixe de 52 mm
- cryotubes de 0,5 à 2,0 ml avec filetage interne ou externe
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



capacité	identification	blanc	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT
		●	●	●	●	●	
cryoboîtes							
100 x tubes de 0,5 à 2,0 ml	numérique	NL16110	NL16111	NL16112	NL16114	NL16115	
81 x tubes de 2 ml	numérique	NL16210	NL16211	NL16212	NL16214	NL16215	