


Cryoboîtes 136 x 136 mm en carton hydrophobe



- cryoboîtes en carton hydrophobe
- plusieurs couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix

cryoboîtes sans séparateur		hauteur 25 mm	hauteur 32 mm	hauteur 50 mm	hauteur 75 mm	hauteur 100 mm	hauteur 130 mm
●	blanc	NL17110	NL17210	NL17310	NL17410	NL17510	NL17610
●	bleu	NL17111	NL17211	NL17311	NL17411	NL17511	NL17611
●	vert	NL17112	NL17212	NL17312	NL17412	NL17512	NL17612
●	rouge	NL17114	NL17214	NL17314	NL17414	NL17514	NL17614
●	jaune	NL17115	NL17215	NL17315	NL17415	NL17515	NL17615

compatibilité avec séparateurs

hauteur des séparateurs préconisée	15 mm	25 mm	25 et 30 mm	30 et 40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm
------------------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 42,9 mm	NL18110	NL18210	NL18310	NL18410	NL18510	NL18610
16 divisions pour tubes de Ø 32 mm	NL18111	NL18211	NL18311	NL18411	NL18511	NL18611
25 divisions pour tubes de Ø 25,5 mm	NL18112	NL18212	NL18312	NL18412	NL18512	NL18612
36 divisions pour tubes de Ø 21 mm	NL18113	NL18213	NL18313	NL18413	NL18513	NL18613
49 divisions pour tubes de Ø 17,9 mm	NL18114	NL18214	NL18314	NL18414	NL18514	NL18614
64 divisions pour tubes de Ø 15,7 mm	NL18115	NL18215	NL18315	NL18415	NL18515	NL18615
81 divisions pour tubes de Ø 13,9 mm	NL18116	NL18216	NL18316	NL18416	NL18516	NL18616
100 divisions pour tubes de Ø 12,5 mm	NL18117	NL18217	NL18317	NL18417	NL18517	NL18617
121 divisions pour tubes de Ø 11,2 mm	NL18118	NL18218	NL18318	NL18418	NL18518	NL18618
144 divisions pour tubes de Ø 10,2 mm	NL18119	NL18219	NL18319	NL18419	NL18519	NL18619
169 divisions pour tubes de Ø 9,4 mm	NL18120	NL18220	NL18320	NL18420	NL18520	NL18620
196 divisions pour tubes de Ø 8,7 mm	NL18121	NL18221	NL18321	NL18421	NL18521	NL18621
225 divisions pour tubes de Ø 8 mm	NL18122	NL18222	NL18322	NL18422	NL18522	NL18622
256 divisions pour tubes de Ø 7,5 mm	NL18123	NL18223	NL18323	NL18423	NL18523	NL18623