


## Cryoboîtes 133 x 133 mm en carton hydrophobe avec revêtement imperméable additionnel



- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- revêtement résistant à l'eau
- différentes couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix

cryoboîtes sans séparateurs		hauteur 25 mm	hauteur 32 mm	hauteur 50 mm	hauteur 75 mm	hauteur 100 mm	hauteur 130 mm
●	blanc	NL22010	NL22020	NL22030	NL22040	NL22050	NL22060
●	bleu	NL22011	NL22021	NL22031	NL22041	NL22051	NL22061
●	vert	NL22012	NL22022	NL22032	NL22042	NL22052	NL22062
●	rouge	NL22014	NL22024	NL22034	NL22044	NL22054	NL22064
●	jaune	NL22015	NL22025	NL22035	NL22045	NL22055	NL22065

### compatibilité avec séparateurs

hauteur des séparateurs préconisée	15 mm	25 mm	25 et 30 mm	30 et 40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm
------------------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523