

## Cryoboîtes 141 x 151 x 57 mm en polypropylène

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe 57 mm
- 100 cryotubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique sur le couvercle
- autoclavables
- couvercle à charnière translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL29010
bleu	NL29011
vert	NL29012
jaune	NL29014
violet	NL29015
noir	NL29016

## Cryoboîtes 141 x 85 x 59 mm en polypropylène

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe 59 mm
- 50 cryotubes jusqu'à Ø 12 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique sur les 2 côtés
- autoclavables
- couvercle à charnière translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12 mm	
naturel	NL29110
bleu	NL29111
vert	NL29112
orange	NL29113
jaune	NL29115
violet	NL29116
noir	NL29117