



Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur fixe, séparateurs au choix

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteur fixe
- température : -100°C à +121°C
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



cryoboîtes sans séparateur		hauteur 37 mm	hauteur 67 mm	hauteur 75 mm	hauteur 80 mm	hauteur 95 mm	hauteur 102 mm
●	naturel	NL31010	NL32010	NL33010	NL34010	NL35010	NL36010
●	bleu	NL31011	NL32011	NL33011	NL34011	NL35011	NL36011
●	vert	NL31012	NL32012	NL33012	NL34012	NL35012	NL36012
●	orange	NL31013	NL32013	NL33013	NL34013	NL35013	NL36013
●	rouge	NL31014	NL32014	NL33014	NL34014	NL35014	NL36014
●	jaune	NL31015	NL32015	NL33015	NL34015	NL35015	NL36015
●	noir	NL31016	NL32016	NL33016	NL34016	NL35016	NL36017

compatibilité avec séparateurs

hauteur des séparateurs préconisée	15 et 25 mm	25 et 30 mm	30 et 40mm	40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm
------------------------------------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-------------

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523