


## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur variable, séparateurs au choix

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- température : -100°C à +121°C
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



| cryoboîtes sans séparateur |         | hauteur 70-80 mm | hauteur 96-106 mm | hauteur 121-131 mm |
|----------------------------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| ● naturel                  | NL37010 | NL38010          | NL39010           |                    |
| ● bleu                     | NL37011 | NL38011          | NL39011           |                    |
| ● vert                     | NL37012 | NL38012          | NL39012           |                    |
| ● orange                   | NL37013 | NL38013          | NL39013           |                    |
| ● rouge                    | NL37014 | NL38014          | NL39014           |                    |
| ● jaune                    | NL37015 | NL38015          | NL39015           |                    |
| ● noir                     | NL37016 | NL38016          | NL39016           |                    |

| compatibilité avec séparateurs     |             |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| hauteur des séparateurs préconisée | 30 et 40 mm | 65 et 80 mm | 80 mm |

| séparateur                            | hauteur 15 mm | hauteur 25 mm | hauteur 30 mm | hauteur 40 mm | hauteur 65 mm | hauteur 80 mm |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm   | NL21010       | NL21110       | NL21210       | NL21310       | NL21410       | NL21510       |
| 16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm  | NL21011       | NL21111       | NL21211       | NL21311       | NL21411       | NL21511       |
| 25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm  | NL21012       | NL21112       | NL21212       | NL21312       | NL21412       | NL21512       |
| 36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm  | NL21013       | NL21113       | NL21213       | NL21313       | NL21413       | NL21513       |
| 49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm  | NL21014       | NL21114       | NL21214       | NL21314       | NL21414       | NL21514       |
| 64 divisions pour tubes de Ø 15 mm    | NL21015       | NL21115       | NL21215       | NL21315       | NL21415       | NL21515       |
| 81 divisions pour tubes de Ø 13 mm    | NL21016       | NL21116       | NL21216       | NL21316       | NL21416       | NL21516       |
| 100 divisions pour tubes de Ø 12 mm   | NL21017       | NL21117       | NL21217       | NL21317       | NL21417       | NL21517       |
| 121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm | NL21018       | NL21118       | NL21218       | NL21318       | NL21418       | NL21518       |
| 144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm  | NL21019       | NL21119       | NL21219       | NL21319       | NL21419       | NL21519       |
| 169 divisions pour tubes de Ø 9 mm    | NL21020       | NL21120       | NL21220       | NL21320       | NL21420       | NL21520       |
| 196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm  | NL21021       | NL21121       | NL21221       | NL21321       | NL21421       | NL21521       |
| 225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm  | NL21022       | NL21122       | NL21222       | NL21322       | NL21422       | NL21522       |
| 256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm  | NL21023       | NL21123       | NL21223       | NL21323       | NL21423       | NL21523       |