

Becs bunsen électroniques

- ▶ pour gaz naturel ou butane / propane
- ▶ capteur infra-rouge (suivant modèle)

i Création d'un champ stérile autour de la flamme.

- coque en acier inox résistant aux solvants et aux UV, moulée d'une seule pièce
- **turboflamme** réglage manuel
- tête de brûleur amovible, autoclavable et inclinable droite/gauche
- filtre de protection anti-poussière sur l'arrivée de gaz
- sécurité anti-renversement avec drain d'évacuation des liquides de la buse
- connexion **gaz naturel ou butane/pro-**

- pane, sur réseau ou avec cartouche**
- raccord vissant G1/4", adaptateur pour raccord G1/2" inclus
- **sécurités** : surveillance de l'allumage, de la flamme et de la température, surveillance de l'encrassement et du montage, arrêt automatique de l'appareil, affichage de la chaleur résiduelle suivant modèle
- évacuation des résidus de

- gaz dans le tuyau après utilisation
- **livré complet avec** support pour 3 porte-ases à l'arrière et adaptateur pour raccord G1/2"



➔ Voir cartouches et tuyaux à gaz page 789



brûleur	pédale filaire	pédale sans fil	capteur infra-rouge	capteur infra-rouge - autonome (alimentation par batteries)
mise en service	mise en service manuelle, par minuteur ou par pédale filaire	mise en service manuelle, par minuteur ou par pédale sans fil	mise en service par passage de la main devant le capteur IR (sensibilité : 5 à 50 mm) ou bouton manuel, arrêt automatique programmable (1 s à 2 h) ou par second passage devant le capteur IR	mise en service par passage de la main devant le capteur IR (sensibilité : 5 à 50 mm) ou bouton manuel, arrêt automatique programmable (1 s à 2 h) ou par second passage devant le capteur IR
affichage	diodes LED	diodes LED	écran LCD digital rétroéclairé	écran LCD digital rétroéclairé
température de la flamme	gaz naturel 1300°C butane/propane 1350°C	gaz naturel 1300°C butane/propane 1350°C	gaz naturel 1300°C butane/propane 1350°C	gaz naturel 1300°C butane/propane 1350°C
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	batteries rechargeables, autonomie 9 h, charge 3 h
dimensions	103 x 130 x h49 mm / 700 g	103 x 130 x h49 mm / 700 g	103 x 130 x h49 mm / 700 g	103 x 130 x h49 mm / 700 g
Bec Fuego®	WD7500 1	WD7550 2	WD7560 3	WD7570 4

tête de brûleur double hauteur



- pour les récipients hauts du type Erlenmeyer

référence **WD8191** Tête double hauteur
Prix HT

plateaux en acier inox



- plateau 3 places à fixer sur le côté droit, gauche ou à l'arrière du brûleur
- plateau mobile 5 places

référence **WD8340** Plateau 3 places à fixer
Prix HT

pédales de commande en acier inox



- pédale avec câble 3 m (de série pour WD7500)
- pédale "radio" sans fil (de série pour WD7550)

référence **WD6402** Pédale câble 3 m
Prix HT
référence **WD8404** Pédale "radio"
Prix HT

paravent métallique



- pour stabiliser la flamme sous un flux laminaire horizontal

référence **WD8600** Paravent métallique
Prix HT

protection en verre



- évite toute diffusion d'aérosols

référence **WD6200** Protection en verre
Prix HT

bras déflecteur



référence **WD6124** Bras déflecteur
Prix HT