

Eosine RAL 225 pour histologie



- réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

référence

Prix HT

RA312730 Eosine RAL 225 pour histologie, 100 g

Eosine RAL en solution aqueuse à 1%



- applications en hématologie et bactériologie
- poudre cristalline bleue sombre à reflets cuivrés

référence

Prix HT

RA312740 Eosine RAL en solution aqueuse à 1%, 1 litre

RA312741 Eosine RAL en solution aqueuse à 1%, 2,5 litres

EOSINE-RAL 555



- pH : 6,9-7,1
- utilisée dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.
- utilisée dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.
- utilisée dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques

référence

Prix HT

RA361640 EOSINE-RAL 555, 1 litre

RA361641 EOSINE-RAL 555, 2,5 litres

Solution de fixation RAL



- agent d'adhésion utilisé dans la préparation des frottis bactériens pour la détection des mycobactéries.
- combiné à une fixation classique, Surefix permet d'améliorer la fixation des prélèvements épais, ou issus de cultures liquides et solides, et évite le décollement des frottis microbiens.

référence

Prix HT

RA336000 Surefix RAL, 50 ml