

Erythrosine 239 RAL



- réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

référence **RA312820** Erythrosine 239 RAL, 100 g Prix HT

Erythrosine B RAL



- réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.
- indicateur de pH

référence **RA350150** Erythrosine B RAL, 100 g Prix HT

Erythrosine 239 RAL en solution aqueuse à 1%



- utilisé dans la coloration par l'Hémalum-Erythrosine pour la coloration bichromique de routine des coupes histologiques.
- l'erythrosine colore le collagène en rose très pâle, les cytoplasmes en rose à rouge et les lames élastiques et les hématies en rose vif.

référence **RA361820** Erythrosine 239 RAL en solution aqueuse à 1%, 1 litre Prix HT

Colorant d'Armand RAL



- utilisé comme contre-colorant dans la coloration de Ziehl-Armand (technique à chaud, variante de la coloration de Ziehl-Neelsen) et dans le Kit Quick-TB (technique rapide à froid) pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants).
- le colorant d'Armand colore le fond de la préparation en bleu.

référence **RA360100** Colorant d'Armand RAL, 1 litre Prix HT