

Hématoxyline stabilisée selon Gill II RAL




- cytologie hormonale : utilisée comme colorant nucléaire dans la coloration de Papanicolaou, variante progressive pour la coloration trichromique des frottis vaginaux. L'Hématoxyline stabilisée colore les noyaux en bleu-violet plus ou moins foncé.
- utilisée comme colorant nucléaire dans la coloration de Harris-Shorr, variante progressive pour la coloration bichromique des frottis vaginaux. L'Hématoxyline stabilisée colore les noyaux en bleu-violet ou en noir.

référence

Prix HT

RA362850 Hématoxyline stabilisée selon Gill II RAL, 2,5 litres

Résazurine-comp 2.5mg x100 RAL



- indicateur de pH.
- indicateur d'oxydo-réduction utilisé pour l'analyse du lait.

référence

Prix HT

RA316350 Résazurine-comp 2.5mg x 100 RAL, 1 boîte de 100 comprimés

Pack Dropstand® Immersion 30 RAL



- produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.
- usage in vitro

référence

Prix HT

RA340032 Pack DropStand Immersion 30 RAL (2 x 15ml), le pack

DropStand avec DropStick RAL (1 x 15ml)



- produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.
- usage in vitro

référence

Prix HT

RA340060 DropStand avec DropStick (1 x 15ml), le pack