

Kit Trichrome de Masson vert lumière RAL



composition :

- flacon 1 : hémalun de Mayer : 1 x 100 mL
- flacon 2 : fuchsine-Ponceau : 1 x 100 mL
- flacon 3 : acide phosphomolybdique : 1 x 100 mL
- flacon 4 : vert lumière : 1 x 100 mL
- flacon 5 : eau acétique à 1% : 1 x 100 mL
- flacon 6 : eau acétique à 1% : 1 x 100 mL

- histo-cytologie : la coloration par le Kit Trichrome de Masson variante au vert lumière permet la coloration trichromique des coupes histologiques avec une coloration élective du collagène par le Vert lumière.
- l'hémalun de Mayer colore les noyaux en bleu-noir ou brun.
- la solution de Fuchsine-Ponceau colore les cytoplasmes en rose-rouge.
- le vert lumière colore le collagène en vert.

référence

Prix HT

RA361350 Kit Trichrome de Masson vert lumière RAL, le kit

Kit MIF-Color RAL



composition

- Lugol Coprologie : Code : 367240-0020 1X 20mL
- Solution M.F. : Code : 365150-0125 2X 125mL

- parasitologie : la coloration par le Kit MIF-Color permet la mise en évidence des parasites, des kystes (notamment de protozoaires), des formes végétatives et des oeufs dans les selles. Ils sont colorés en vert jaunâtre ou en brun plus ou moins foncé.

référence

Prix HT

RA361410 Kit MIF-Color RAL, le kit