

## Kit Copro-Duo 2x24 RAL



- composition

Iugol coprologie : 2 x 3mL

solution M.F. : 1 x 400mL

tampon acéto-acétique à pH=5.0 selon Bailenger : 1 x 400mL

phase organique à base d'acétate d'éthyle Code : 335350-0200 1X 400mL

- applications

coprologie parasitaire : la coloration par le kit copro-duo 2x24 permet la mise en évidence des parasites, des kystes et des oeufs dans les selles. Ils sont colorés en vert jaunâtre ou en brun plus ou moins foncé.

### référence

**RA362350** Kit Copro-Duo 2x24 RAL

### Prix HT

## Kit HémaPerls RAL



- composition :

- tampon acide et ferrocyanure de potassium : 10 x 5mL

- hématoxyline de Mayer : 1 x 100mL

- applications :

hématologie : la coloration par le kit HémaPerls permet la mise en évidence des ions ferriques appelés hémossidérine (pigment pathologique retrouvé au niveau de la moelle). Les sels ferriques sont colorés en bleu vif. Les noyaux sont colorés en bleu.

### référence

**RA362800** Kit HémaPerls RAL

### Prix HT