

Kit DIAG-OESTRO RAL



- composition :
 solution de rinçage A 1 x 100 mL
 Hématoxyline stabilisée 1 x 100 mL
 différenciateur 1 x 100 mL
 solution de rinçage B 1 x 100 mL
 colorant de Shorr 1 x 100 mL
 solution de rinçage C 1 x 100 mL

référence

RA363255 Kit DIAG-OESTRO RAL

Prix HT

Kit Gram-Nicolle RAL



- composition :
 violet de gentiane phéniqué 1 x 240 mL
 liquide de lugol stabilisé PVP 1 x 240 mL
 différenciateur rapide (alcool / acétone) 1 x 240 mL
 fuchsine de Ziehl 1/10 1 x 240 mL
- applications :
 bactériologie : la coloration par le Kit Gram-Nicolle permet la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Les bactéries à Gram positif sont colorées en violet. Les bactéries à Gram négatif sont colorées en rose.

référence

RA364320 Kit Gram-Nicolle RAL

Prix HT