

CONGÉLATEURS

Congélateurs de laboratoire -25°C et -35°C / 500 à 1400 litres

Ex ATEX int./ext.

-25 / -35°C

certifiables COFRAC

froid ventilé



Armoires livrées avec 4 roues, pieds en option, sans différence de prix



Régulateur électronique

- 2 versions : intérieur inox / extérieur laqué blanc
tout inox intérieur et extérieur
- isolation : 60 mm polyuréthane
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- sécurités : alarme de porte sonore et visuelle programmable, historique alarme température
- report des alarmes sur un contact sec
- enregistreur de température à disque en option
- compresseur placé au-dessus de la chambre
- porte pleine isolée, charnières à droite (à gauche sur demande), fermeture à clé
- pédale de porte, ouverture sans les mains
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et portillons internes sur demande
- fonction "Smart defrost" intelligente : utilisation d'un mini-

num de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats

- fluide réfrigérant écologique R290
- conformes BPL

capacité brute	500 litres	600 litres	600 litres large	660 litres	660 litres large	930 litres	1270 litres	1400 litres
capacité utile	365 litres	432 litres	432 litres	484 litres	484 litres	702 litres	864 litres	968 litres
précision	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C
portes	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes
grilles livrées / max.	5 / 25 plateaux	5 / 24 plateaux	5 / 24 plateaux	5 / 27 plateaux	5 / 27 plateaux	5 / 27 plateaux	8 / 48 plateaux	8 / 48 plateaux
tiroirs livrés / max.	0 / 13 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 12 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0 / 24 tiroirs	0 / 24 tiroirs
dim. ext. (lxpxh)	600x806x2133mm	695x876x1999mm	815x756x1999mm	695x876x2133mm	815x756x2133mm	780x1045x2133mm	1390x876x1999mm	1390x876x2133mm
poids	130 kg	146 kg	146 kg	152 kg	152 kg	165 kg	271 kg	283 kg
consommation	3,83 kWh / 24 h	4,03 kWh / 24 h	4,07 kWh / 24 h	4,23 kWh / 24 h	4,46 kWh / 24 h	6,12 kWh / 24 h	7,97 kWh / 24 h	8,39 kWh / 24 h

▼ congélateurs intérieur inox / extérieur laqué blanc

Congélateurs -25°C	GM1010	GM1020	GM1030	GM1040	GM1050	GM1060	GM1070	GM1080
Congélateurs -35°C	-	-	GM1032	-	GM1052	-	-	-

▼ congélateurs tout inox intérieur et extérieur

Congélateurs -25°C	GM1014	GM1024	GM1034	GM1044	GM1054	GM1064	GM1074	GM1084
Congélateurs -35°C	-	-	GM1036	-	GM1056	-	-	-

accessoires

grilles acier plastifié	GM1101	GM1102	GM1103	GM1104	GM1105	-	GM1107	GM1108
grilles inox	GM1111	GM1112	GM1113	GM1114	GM1115	GM1116	GM1117	GM1118
plateaux perforés inox	GM1121	GM1122	GM1123	GM1124	GM1125	GM1126	GM1127	GM1128
enregistreur de T°C	GM1131	GM1132	GM1133	GM1134	GM1135	GM1136	GM1137	GM1138
jeu de 4 pieds ?	GM1141	GM1142	GM1143	GM1144	GM1145	GM1146	GM1147	GM1148