

Sur-chaussures visiteurs en polyéthylène chloré



- usage unique
- en polyéthylène
- étanches
- restauration collective, visiteurs, patients ou soignants en bloc opératoire, industries
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
●	M : 380 mm	KH7041 les 2000	
●	L : 410 mm	KH7042 les 2000	

Sur-chaussures en PE semelle en PVC



- usage unique
- en polyéthylène très respirant
- semelle striée, anti-dérapante, en PVC
- assemblage par collage
- résistantes à l'abrasion
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	345 x 160 mm	KH7075 les 500	

Sur-chaussures en PE gaufré



- usage unique
- en polyéthylène renforcé, épaisseur 80 µm
- étanches, pour sols humides ou rugueux, peuvent être utilisées en extérieur
- assemblage par soudure
- résistantes à l'abrasion et aux produits chimiques
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	380 x 165 mm	KH7076 les 400	

Sur-chaussures en PE coutures bordées

Cat. III



- élastique à la cheville et au talon
- anti-statique sur les deux faces
- tissu peu pelucheux évitant toute contamination
- semelle épaisse en PVC, anti-dérapant
- conformes aux normes :
type 5 PB : EN ISO 13982-1 : Étanche aux particules solides
type 6 PB : EN ISO 13034 : Étanche aux projections liquides
EN ISO 1073-2 : Protection contre les particules radioactive
EN ISO 14126 : Protection contre les risques biologiques
EN ISO 1149-5 : Protection antistatique

référence	Prix HT
KH8720 Sur-chaussures en PE, les 500	