

Tabliers Tychem® 2000 C

Cat. III

Conformes aux normes :
EN 1149 (antistatique)
EN 14126 (risques biologiques)



- en Tychem®C
- bonne résistance aux produits chimiques
- coloris jaune
- fermeture à liens au cou et dans le dos
- emballage individuel

référence

Prix HT

BS2790 Tabliers Tychem C, les 25

Tabliers Tychem® 6000 F

Cat. III

Conformes aux normes :
EN 1149 (antistatique)
EN 14126 (risques biologiques)



- en Tychem®
- fermeture à liens au cou et dans le dos
- traité antistatique, non pelucheux
- coloris gris
- emballage individuel

référence

Prix HT

BS2800 Tabliers Tychem F, les 25

Tabliers imperméables renforcés

CE IVD



- dispositif médical de classe 1
- en polypropylène 35 g + Polyester 15 µm
- protection optimale dans les services à risques
- tablier imperméable, sans latex
- dimensions 70 x 100 cm

référence

Prix HT

BS2810 Tabliers renforcés, les 100

Tabliers bleu usage unique

Cat. I

CE IVD



- dispositif médical de classe 1
- en Polyéthylène épaisseur 25 µm
- dim. 70 x 145 cm
- modèle couvrant
- imperméable
- coloris bleu
- emballage individuel

référence

Prix HT

BS2820 Tabliers bleus, les 1000

Tabliers économiques

Cat. I

CE IVD



- dispositif médical de classe 1
- en Polyéthylène épaisseur 18 µm
- dim. 75 x 120 cm
- modèle couvrant
- imperméable
- coloris blanc
- emballage individuel

référence

Prix HT

BS2825 Tabliers blancs, les 1000