

Bavoirs à usage unique en rouleau prédécoupé



- dispositif médical de classe 1
- en polyéthylène 25 µ avec 2 couches x 19 g/m², soit 38 g/m² de cellulose
- adhésif à l'encolure
- recommandé pour les repas en service de gériatrie, les personnes alitées, enfants
- usage unique Segetex-eif
- imperméables
- très absorbants
- coloris bleu
- en rouleaux emballés individuellement



dim.	référence	Prix HT
28 x 31 cm (enfant)	BS2880	les 2500 (5 rouleaux de 500 bavoirs)
40 x 50 cm	BS2881	les 1000 (5 rouleaux de 200 bavoirs)
40 x 90 cm	BS2881	les 600 (6 rouleaux de 100 bavoirs)
40 x 100 cm	BS2883	les 500 (5 rouleaux de 100 bavoirs)

Bavoirs à usage unique avec poche de recueil



- dispositif médical de classe 1
- en polyéthylène 14 µ avec 1 couche de 18 g/m² de cellulose
- absorption 116ml/m²
- dim. 68 x 38 cm
- poche de récupération 9 cm de hauteur
- fixation par liens autour du cou.
- usage unique
- imperméables
- très absorbants
- coloris bleu côté polyéthylène et blanc côté absorbant
- en sachets distributeurs



dim.	référence	Prix HT
68 x 38 cm	BS2885	les 600 (6 sachets distributeurs de 100 bavoirs)

Bavoirs gériatriques avec poche de recueil



- poche de recueil
- deux liens prédécoupés
- épaisseur 35 g/m² : ouate 20 g/m² + polyéthylène 15 g/m²
- résistant : grâce au polyéthylène
- absorbant : grâce à la ouate
- format : 40 x 60 + 10 cm
- coloris bleu

dim.	référence	Prix HT
40 x 60 cm	PR9401	les 1000

Bavoirs enfants avec poche de recueil



- poche de recueil
- deux liens prédécoupés
- épaisseur 35 g/m² : ouate 20 g/m² + polyéthylène 15 g/m²
- résistant : grâce au polyéthylène
- absorbant : grâce à la ouate
- 2 formats au choix
- coloris bleu

dim.	référence	Prix HT
24 x 27 cm	PR9402	les 1000
30 x 35 cm	PR9403	les 1500

Bavoirs dentaires



- poche de recueil
- épaisseur 39 g/m² : ouate 26 g/m² + polyéthylène 13 g/m²
- résistant : grâce au polyéthylène
- absorbant : grâce à la ouate
- format : 48 x 33 cm
- 2 coloris au choix : blanc ou vert

coloris	dim.	référence	Prix HT
blanc	48 x 33 cm	PR9404	les 1500
vert	48 x 33 cm	PR9405	les 1500