

Gants Nitrylex® Basic nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374- (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA2506	les 100
S 6-7	GA2507	les 100
M 7-8	GA2508	les 100
L 8-9	GA2509	les 100
XL 9-10	GA2510	les 100

- en nitrile
- non poudrés et chlorés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- grammage : 3,5
- épaisseur :
doigts 0,05 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : bleu foncé
- ambidextres

Gants Nitrylex® green nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA2906	les 100
S 6-7	GA2907	les 100
M 7-8	GA2908	les 100
L 8-9	GA2909	les 100
XL 9-10	GA2910	les 100

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3,4
- épaisseur :
doigts 0,10 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,05 mm
- coloris : vert menthe
- ambidextres

Gants ambulance® high risk latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-3
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



taille	référence	Prix HT
S 6-7	GD9707	les 50
M 7-8	GD9708	les 50
L 8-9	GD9709	les 50
XL 9-10	GD9710	les 50

- en latex naturel
- non poudrés
- texturés
- AQL : 1,0
- longueur 300 mm
- grammage : 3,5
- épaisseur :
doigts 0,33 mm,
paume 0,32 mm,
manchette 0,20 mm
- coloris : bleu foncé
- ambidextres

Gants Nitrylex® beFree long nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-3
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA1506	les 100
S 6-7	GA1507	les 100
M 7-8	GA1508	les 100
L 8-9	GA1509	les 100
XL 9-10	GA1510	les 100

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 295 mm
- grammage : 5
- épaisseur :
doigts 0,07 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : violet
- ambidextres