

Gants Vinylex® vinyle, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type C)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en vinyle
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,5
- grammage : 4
- longueur 240 mm
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,07 mm,
manchette 0,05 mm
- coloris : translucide
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GD8706 les 100	
S 6-7	GD8707 les 100	
M 7-8	GD8708 les 100	
L 8-9	GD8709 les 100	
XL 9-10	GD8710 les 100	

Gants Nitrylex® classic long nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-3
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- grammage : 6
- longueur 295 mm
- épaisseur :
doigts 0,10 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,06 mm
- coloris : bleu
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA1307 les 100	
M 7-8	GA1308 les 100	
L 8-9	GA1309 les 100	
XL 9-10	GA1310 les 100	

Gants Nitrylex® Classic nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-3
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- grammage : 3,5
- longueur 240 mm
- épaisseur :
doigts 0,06 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm

- ambidextres
- en boîte distributrice de 100 ou de 200,
selon modèle

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Coloris BLEU, par 100				
XS 5-6	GD8406 les 100		GD8416 les 200	
S 6-7	GD8407 les 100		GD8417 les 200	
M 7-8	GD8408 les 100		GD8418 les 200	
L 8-9	GD8409 les 100		GD8419 les 200	
XL 9-10	GD8410 les 100		GD8420 les 200	
Coloris VIOLET, par 100				
XS 5-6	GD9306 les 100		-	
S 6-7	GD9307 les 100		-	
M 7-8	GD9308 les 100		-	
L 8-9	GD9309 les 100		-	
XL 9-10	GD9310 les 100		-	
Coloris NOIR, par 100				
XS 5-6	GD9506 les 100		-	
S 6-7	GD9507 les 100		-	
M 7-8	GD9508 les 100		-	
L 8-9	GD9509 les 100		-	
XL 9-10	GD9510 les 100		-	