

Gants Nitrilex® Pink
nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3,4
- épaisseur :
doigts 0,05 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : rose
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA3306	les 100
S 6-7	GA3307	les 100
M 7-8	GA3308	les 100
L 8-9	GA3309	les 100
XL 9-10	GA3310	les 100

Gants Nitrilex® One by one
nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



Boîte distributrice Safe Pack :
retrait du gant par la manchette,
chaque gant faisant avancer le
suivant

- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3,6
- épaisseur :
doigts 0,06 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : bleu
- ambidextres
- en boîte distributrice Safe Pack

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA3406	les 200
S 6-7	GA3407	les 200
M 7-8	GA3408	les 200
L 8-9	GA3409	les 200
XL 9-10	GA3410	les 200

Gants Nitrilex® high risk
nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 270 mm
- grammage : 7,4
- épaisseur :
doigts 0,15 mm,
paume 0,11 mm,
manchette 0,08 mm
- coloris : orange
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA3507	les 100
M 7-8	GA3508	les 100
L 8-9	GA3509	les 100
XL 9-10	GA3510	les 100

Gants Nitrilex® Classic
nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3
- épaisseur :
doigts 0,06 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : blanc
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA3607	les 100
M 7-8	GA3608	les 100
L 8-9	GA3609	les 100
XL 9-10	GA3610	les 100