

Gants Dermagel® coated latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex naturel
- non poudrés
- texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 5
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,075 mm
- coloris : crème
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GD8506 les 100	
S 6-7	GD8507 les 100	
M 7-8	GD8508 les 100	
L 8-9	GD8509 les 100	
XL 9-10	GD8510 les 100	

Gants Dermagel® gyno stériles latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- stériles par radiation
- extérieur texturé
- intérieur polymérisé
- AQL : 0,65
- longueur 480 mm
- grammage : 19,8
- épaisseur :
doigts 0,19 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : jaune pâle
- manchette à bord roulé
- anatomiques

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA1806 les 50 paires	
M 7-8	GA1807 les 50 paires	
L 8-9	GA1808 les 50 paires	

Gants Dermagel® coated stériles latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- stériles EO
- extérieur texturé
- intérieur polymérisé
- AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- grammage : 10,4
- épaisseur :
doigts 0,19 mm,
paume 0,17 mm,
manchette 0,14 mm
- coloris : crème
- manchette à bord roulé

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1106 les 50 paires	
S 6,5	GA1107 les 50 paires	
S-M 7	GA1108 les 50 paires	
M 7,5	GA1109 les 50 paires	
M-L 8	GA1110 les 50 paires	
L 8,5	GA1111 les 50 paires	
XL 9	GA1112 les 50 paires	

Gants Dermagel® neopren stériles néoprène, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)



- néoprène
- non poudrés
- stériles par radiation
- extérieur texturé
- intérieur polymérisé
- AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- grammage : 13,2
- épaisseur :
doigts 0,18 mm,
paume 0,17 mm,
manchette 0,13 mm
- coloris : vert
- manchette à bord roulé
- anatomiques

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1406 les 50 paires	
S 6,5	GA1407 les 50 paires	
S/M 7	GA1408 les 50 paires	
M 7,5	GA1409 les 50 paires	
M/L 8	GA1410 les 50 paires	
L 8,5	GA1411 les 50 paires	
XL 9	GA1412 les 50 paires	