

Gants Comfort® stériles latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- stériles EO
- extérieur texturé, intérieur chloré
- AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- grammage : 10,5
- épaisseur :
doigts 0,19 mm,
paume 0,17 mm,
manchette 0,14 mm
- coloris : crème
- manchette à bord roulé
- anatomiques

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1606 les 50 paires	
S 6,5	GA1607 les 50 paires	
S/M 7	GA1608 les 50 paires	
M 7,5	GA1609 les 50 paires	
M/L 8	GA1610 les 50 paires	
L 8,5	GA1611 les 50 paires	
XL 9	GA1612 les 50 paires	

Gants Santex® Classic latex, poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN ISO 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex naturel
- poudrés
- extérieur lisse
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 4,8
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,075 mm
- coloris : crème
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GD9206 les 100	
S 6-7	GD9207 les 100	
M 7-8	GD9208 les 100	
L 8-9	GD9209 les 100	
XL 9-10	GD9210 les 100	

Gants gogrip noirs nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (JKPT)
- EN 374-4
- EN 374-5



- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- grammage : 6,5
- épaisseur :
doigts 0,180 mm,
paume 0,145 mm,
manchette 0,085 mm
- coloris : noir
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
M 7-8	GD8808 les 50	
L 8-9	GD8809 les 50	
XL 9-10	GD8810 les 50	
XXL 10-11	GD8811 les 50	

Gants gogrip orange épais nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (JKPT)
- EN 374-4
- EN 374-5



- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- grammage : 8,6
- épaisseur :
doigts 0,260 mm,
paume 0,204 mm,
manchette 0,110 mm
- coloris : orange
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
M 7-8	GD8908 les 50	
L 8-9	GD8909 les 50	
XL 9-10	GD8910 les 50	
XXL 10-11	GD8911 les 50	