

Gants ideall
en nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN ISO 21420
EN 16523-1 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4



- en nitrile
- non poudrés
- texturés
- contact alimentaire
- longueur 250 à 280 mm
- épaisseur :
doigts 0,21 mm,
paume 0,16 mm
- manchette à bord roulé
- coloris : noir
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
M 7-8	GA9408	les 100
L 8-9	GA9409	les 100
XL 9-10	GA9410	les 100
XXL 10-11	GA9411	les 100

Gants gogrip longs
en nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN 21420
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (JKPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5



- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- contact alimentaire
- AQL : 1,5
- longueur du gant 240 (manchette courte) ou 300 mm (manchette longue)
- coloris : bleu
- ambidextres

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
		Manchettes longues		Manchettes courtes	
S 6-7	GA9107	les 50	GA9607	les 50	
M 7-8	GA9108	les 50	GA9608	les 50	
L 8-9	GA9109	les 50	GA9609	les 50	
XL 9-10	GA9110	les 50	GA9610	les 50	
XXL 10-11	GA9111	les 50	GA9611	les 50	

Gants d'examen stériles Santex
en latex, poudrés

Cat. III

Normes :
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)



- en latex
- poudrés à l'intérieur
- lisses à l'extérieur
- antistatiques
- manchette à bord roulé
- longueur 240 mm
- épaisseur :
doigts 0,06 mm,
paume 0,08 mm
manchette 0,08 mm
- AQL : 1,0
- coloris : crème
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA9507	les 50
M 7-8	GA9508	les 50
L 8-9	GA9509	les 50
XL 9-10	GA9510	les 50

Gants Nitrylex® stériles
nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :
EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type C)
EN 16523-1 (KPT)



- en nitrile
- non poudrés
- AQL : 1
- épaisseur :
doigts 0,11 mm,
paume 0,10 mm,
manchette 0,09 mm
- longueur 240 mm
- coloris : bleu
- ambidextres
- emballage par paire

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GD9407	les 50 paires
M 7-8	GD9408	les 50 paires
L 8-9	GD9409	les 50 paires
XL 9-10	GD9410	les 50 paires