

Gants Comfort® latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN ISO 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- bout des doigts texturés, intérieur chloré
- AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- grammage : 5
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,05 mm
- coloris : crème
- manchette à bord roulé
- ambidextres

taille		référence		Prix HT
XS	5-6	GA9706	les 100	
S	6-7	GA9707	les 100	
M	7-8	GA9708	les 100	
L	8-9	GA9709	les 100	
XL	9-10	GA9710	les 100	