

Gants Comfort®
latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN 374-1 (Type B)
- EN 16523 (KPT)
- EN 374-2
- EN 374-4
- EN 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- bout des doigts texturés, intérieur chloré
- AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- grammage : 5
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,05 mm
- coloris : crème
- manchette à bord roulé
- ambidextres

taille		référence		Prix HT
XS	5-6	GA9706	les 100	
S	6-7	GA9707	les 100	
M	7-8	GA9708	les 100	
L	8-9	GA9709	les 100	
XL	9-10	GA9710	les 100	

Gants de toilette stériles
à usage unique

- dispositif médical de classe 1
- ouverture décalée pour faciliter le passage de la main
- fibres conformes aux exigences OEKO-TEX
- 50% non tissé viscose et 50% polyester, 75 g/m²
- très résistant à l'état humide, non pelucheux, doux et absorbant
- couture soudée
- stérilisation : autoclave et oxyde d'éthylène
- coloris blanc
- emballage par sachets de 50 unités



dimensions	référence	Prix HT
15,5 x 21 cm	BS2520	les 1000