

Gants NATUREX 626 SALUS® latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 388
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (ABGIKL)
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5 - VIRUS
DM 2017/745 - Classe I

- en latex naturel
- non poudrés
- surface extérieure micro-rugueuse antidérapante
- revêtement intérieur en polyuréthane : enfilage facile
- AQL : 0,65
- longueur 245 mm
- épaisseur :
doigts 0,15 mm,
paume 0,12 mm,
manchette 0,08 mm
- bord roulé
- coloris : blanc
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS 5	GD9906 les 100	
S 6	GD9907 les 100	
M 7	GD9908 les 100	
L 8	GD9909 les 100	
XL 9	GD9910 les 100	

Gants NATUREX 626 NITRYL DERM® nitrile, non poudrés, texturés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 388
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (ABGIKL)
EN 374-2
EN 374-5 - VIRUS
DM 2017/745 - Classe I

► modèles stériles



- en nitrile
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- chlorinés, pour gantage et dégantage facile
- bord roulé
- AQL : 0,65
- longueur 240 mm
- grammage : 3,5
- coloris bleu
- ambidextres
- boîtes de 100 gants, les modèles stériles sont emballés par 2

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	Longueur 240 mm		Longueur 240 mm / épais		Longueur 300 mm		Longueur 300 mm Stériles	
XS 5	GD8006	les 100		-	GD8006L	les 100	GD8006S	les 50 paires
S 6	GD8007	les 100	GD8007H	les 100	GD8007L	les 100	GD8007S	les 50 paires
M 7	GD8008	les 100	GD8008H	les 100	GD8008L	les 100	GD8008S	les 50 paires
L 8	GD8009	les 100	GD8009H	les 100	GD8009L	les 100	GD8009S	les 50 paires
XL 9	GD8010	les 100	GD8010H	les 100	GD8010L	les 100	GD8010S	les 50 paires