

Gants médicaux Jet+® vinyle, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3)
EN 374-1 (Type B ou C)
EN 374-5
DM 2017/745 - Classe I

- en vinyle
- non poudrés
- contact alimentaire
- sans phtalate
- AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- grammage : 5
- épaisseur :
doigts 0,07 mm,
paume 0,08 mm
manchette 0,08 mm
- coloris : translucide
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GD8607 les 100	
M 8	GD8608 les 100	
L 9	GD8609 les 100	
XL 10	GD8610 les 100	

Gants Premium Jet+® Latex non poudrés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3)
EN 374-1
EN 16523 (Type B)
EN 374-5 - VIRUS
DM 2017/745 - Classe I

- en latex
- non poudrés
- contact alimentaire
- texturé
- bord roulé
- longueur 240 mm
- grammage : 6,5
- AQL : 1,5
- épaisseur :
doigts 0,07 mm,
paume 0,08 mm
manchette 0,08 mm
- coloris : blanc
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GA2607 les 100	
M 8	GA2608 les 100	
L 9	GA2609 les 100	
XL 10	GA2610 les 100	

Gants Jet+® Latex poudrés

Cat. I

Normes :

EN 21420

- en latex
- poudrés
- texturé
- bord roulé
- longueur 240 mm
- grammage : 4,8
- contact alimentaire
- AQL : 1,5
- coloris : blanc
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GA2707 les 100	
M 8	GA2708 les 100	
L 9	GA2709 les 100	
XL 10	GA2710 les 100	

Gants Premium Jet+® Nitrile non poudrés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3)
EN 374-1 (Type B)
EN 374-5 - VIRUS
DM 2017/745 - Classe I

- en nitrile
- non poudrés
- texturé
- bord roulé
- longueur 240 mm
- grammage : 3,2
- contact alimentaire
- AQL : 1,5
- coloris : bleu
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GA2807 les 100	
M 8	GA2808 les 100	
L 9	GA2809 les 100	
XL 10	GA2810 les 100	