

Gants SHIELDskin™ orange nitrile 260 et 300 mm

Cat. III

Normes :

EN420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-3
EN 374-3 : niveau 3



taille	référence	Prix HT
longueur : 260 mm		
XS 6	GD1106	les 90
S 7	GD1107	les 90
M 8	GD1108	les 90
L 9	GD1109	les 90
XL 10	GD1110	les 90
longueur : 300 mm		
XS 6	GD1206	les 50
S 7	GD1207	les 50
M 8	GD1208	les 50
L 9	GD1209	les 50
XL 10	GD1210	les 50
Stériles, longueur : 300 mm		
XS 6	GD1306	les 20
S 7	GD1307	les 20
M 8	GD1308	les 20
L 9	GD1309	les 20
XL 10	GD1310	les 20

- en nitrile et néoprène
- non poudrés, chloration et lavages multiples
- deux couches de protection : intérieur blanc et extérieur orange
- anti allergiques
- étanches aux virus ISO 16604
- résistance aux cytotoxiques
- risque biologique : AQL 0,65
- épaisseur : doigts : 0,17 mm, paume : 0,14 mm, manchette : 0,10 mm
- longueur 260 ou 300 mm suivant modèle
- amidextres

Gants DuoSHIELD™ PFT latex 240 texturés

Cat. III

Normes :

EN420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-3
EN 374-2 : niveau 3



i Risques biologiques élevés

- 100% latex
- non poudrés, chloration et lavages simples
- détection des trous
- taux de protéines < 30 µg/g
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur : doigts 0,14 mm, paume 0,11 mm, manchette 0,09 mm
- longueur : 240 mm,
- coloris naturel


taille	référence	Prix HT
XS 6	GD2106	les 100
S 7	GD2107	les 100
M 8	GD2108	les 100
L 9	GD2109	les 100
XL 10	GD2110	les 100

Gants DuoSHIELD™ LPS latex 240 lisses légèrement poudrés

Cat. III

Normes :

EN420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-3
EN 374-2 : niveau 3



- 100% latex
- légèrement poudrés
- taux de protéines < 200 µg/g
- risque biologique : AQL 1,5
- épaisseur doigts : 0,13 mm
- épaisseur paume : 0,11 mm
- épaisseur manchette : 0,08 mm
- longueur : 240 mm
- coloris naturel

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD2206	les 100
S 7	GD2207	les 100
M 8	GD2208	les 100
L 9	GD2209	les 100
XL 10	GD2210	les 100

Gants EcoSHIELD™ nitrile PF 250 blancs non poudrés

Cat. III

Normes :

EN420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1
EN 374-2 : niveau 3

i Risques biologiques élevés.

Eco-emballage et Eco-Logistique.



- 100% nitrile
- non poudrés, chloration et lavage simple
- étanches aux virus ISO 16604
- risque biologique : AQL 0,65
- épaisseur : doigts 0,14 mm, paume 0,10 mm, manchette 0,08 mm
- longueur 250 mm
- coloris blanc

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD1606	les 150
S 7	GD1607	les 150
M 8	GD1608	les 150
L 9	GD1609	les 150
XL 10	GD1610	les 150