

Gants Comfort® stériles latex, non poudrés

EPI Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN ISO 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN ISO 374-3
- EN ISO 374-4
- EN ISO 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex
- non poudrés
- stériles EO
- extérieur texturé, intérieur chloré
- AQL : 0,65
- longueur 270 mm
- grammage : 10,5
- épaisseur :
doigts 0,19 mm,
paume 0,17 mm,
manchette 0,14 mm
- coloris : crème
- manchette à bord roulé
- anatomiques

taille	référence	Prix HT
XS 6	GA1606	les 50 paires
S 6,5	GA1607	les 50 paires
S/M 7	GA1608	les 50 paires
M 7,5	GA1609	les 50 paires
M/L 8	GA1610	les 50 paires
L 8,5	GA1611	les 50 paires
XL 9	GA1612	les 50 paires

Gants Santex® Classic latex, poudrés

EPI Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN ISO 374-1 (Type C)
- EN 16523 (KPT)
- EN ISO 374-3
- EN ISO 374-4
- EN ISO 374-5
- DM 2017 / 745



- en latex naturel
- poudrés
- extérieur lisse
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 4,8
- épaisseur :
doigts 0,08 mm,
paume 0,08 mm,
manchette 0,075 mm
- coloris : crème
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GD9206	les 100
S 6-7	GD9207	les 100
M 7-8	GD9208	les 100
L 8-9	GD9209	les 100
XL 9-10	GD9210	les 100

Gants gogrip noirs nitrile, non poudrés

EPI Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN ISO 374-1 (Type B)
- EN 16523 (JKPT)
- EN ISO 374-3
- EN ISO 374-4
- EN ISO 374-5



- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- grammage : 6,5
- épaisseur :
doigts 0,180 mm,
paume 0,145 mm,
manchette 0,085 mm
- coloris : noir
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
M 7-8	GD8808	les 50
L 8-9	GD8809	les 50
XL 9-10	GD8810	les 50
XXL 10-11	GD8811	les 50

Gants gogrip orange épais nitrile, non poudrés

EPI Cat. III

Normes :

- EN ISO 21420
- EN 455 (1 2 3 4)
- EN ISO 374-1 (Type B)
- EN 16523 (JKPT)
- EN ISO 374-3
- EN ISO 374-4
- EN ISO 374-5



- en nitrile
- non poudrés
- texture diamant
- surface interne polymérisée et chlorée
- contact alimentaire
- longueur 240 mm
- grammage : 8,6
- épaisseur :
doigts 0,260 mm,
paume 0,204 mm,
manchette 0,110 mm
- coloris : orange
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
M 7-8	GD8908	les 50
L 8-9	GD8909	les 50
XL 9-10	GD8910	les 50
XXL 10-11	GD8911	les 50