


Réfrigérateur portable 60 litres,
adapté au transport d'échantillons et de réactifs

► conservation et transport sécurisé de vaccins, produits biologiques, échantillons ou réactifs



- en acier inoxydable robuste
- écran large LCD
- panneau de contrôle digital
- affichage digital de la tension en temps réel
- système de refroidissement rapide
- éclairage intérieur LED
- protection contre la sous-tension
- fermeture à clips métalliques
- poignées latérales en acier renforcé
- surface interne en aluminium gaufré
- branchement en voiture ou sur prise
- tension d'alimentation : CA100-240, 50/60HZ DC12/24V



volume utile	dim. ext (lxpxh)	température réglable	poids	référence	Prix HT
60 litres	621 x 485 x h569 mm	-18 °C à +10 °C	24 kg	HYP10	