


Tubes capillaires pour microhématocrite

certification
DM 2017/746

- produits de qualité, conformes à la norme internationale ISO 12772
 - tubes polis au feu à l'extrémité pour réduire l'usure des joints de centrifugeuse
 - code couleur suivant l'imprégnation du tube : sans
- héparine, héparine au sodium, à l'ammonium au lithium ou EDTA
 - chaque tube hépariné contient au moins 4 à 7 µl d'héparine
 - tubes en verre, modèles en plastique



type	Ø int./ext.	longueur	volume	cdt	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
					non hépariné		héparinés au Sodium		héparinés à l'Ammonium		héparinés au Lithium		EDTA	
					●		●		●		●		●	
tubes en verre														
standards	1,15/1,55 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	75 µl	les 100	TMHNN		TMH		VX2603		VX2604		VX2605	
non standards	0,95/1,35 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	50 µl	les 100	VX2611		VX2612		VX2613		VX2614		-	
précalibrés	0,55/1,55 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	14/18 µl*	les 100	-		VX2622		VX2623		-		-	
précalibrés	1,023/1,50 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	32/61 µl*	les 100	-		-		-		VX2634		-	
tubes en plastique														
en plastique	0,85/1,55 mm ±0,08 mm	75 mm ±1,0 mm	50 µl	les 100	VX2641		VX2642		VX2643		-		-	

* vol.1 / vol.2

Tubes capillaires héparinés pour gaz de sang

certification
DM 2017/746

- en verre ou en plastique
 - paroi épaisse
 - conviennent aux adaptateurs Ø 2,3 mm
- héparine de Sodium ou de Lithium, héparinisation uniforme
 - polissage au feu soigneux
 - embouts robustes
 - bon fonctionnement garanti

volume	Ø int./ext.	longueur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			héparinés au Sodium		héparinés au Lithium	
tubes en verre						
130 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	75 mm ±1 mm	VX2661	les 1000	VX2664	les 1000
175 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	100 mm ±1 mm	VX2662	les 1000	VX2665	les 1000
220 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	125 mm ±1 mm	VX2663	les 1000	VX2666	les 1000
tubes en plastique						
130 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	75 mm ±1 mm	VX2667	les 800	-	
175 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	100 mm ±1 mm	VX2668	les 800	-	
220 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	125 mm ±1 mm	VX2669	les 800	-	



Porte-pipette capillaire



- distribution de micro-échantillons de sang à partir d'un tube capillaire
- en boîtes de 100 pièces

référence	Prix HT
VX2651 Porte pipette capillaire standard	
VX2652 Porte pipette capillaire compact	

Embouts pour pipettes capillaires



- pour mélanger l'héparine avec le sang

référence	Prix HT
VX2653 Embouts pour pipettes Ø1,5/2,2mm, les 500	
VX2654 Embouts pour pipettes Ø2,2/2,8mm, les 500	

Agitateurs et aimants pour pipettes capillaires



- pour mélanger l'héparine avec le sang

référence	Prix HT
VX2655 Agitateurs pour pipettes capillaires, les 250	
VX2656 Aimants pour agitation, les 10	

Micro pipeteur pour micropipettes capillaires



- très léger
- pour micropipettes capillaires
- dispositif d'éjection réduit le risque d'infection par des pipettes contaminées
- autoclavables à +121°C

référence	Prix HT
MR3450 Micro aspirateur	

Agitateurs pour tubes capillaires



- en acier à ressort
- en flacon distributeur de 250 pièces

pour tubes	dim. (Ø x l)	réf.	Prix HT
Ø 1,75 mm	Ø 0,6 x 9 mm	MR3442 les 2500	
Ø 2,30 mm	Ø 1,0 x 9 mm	MR3443 les 2500	

Capuchons pour tubes capillaires



- en caoutchouc blanc

Ø des tubes	référence	Prix HT
Ø 1,75 mm	MR3444 les 500	
Ø 2,30 mm	MR3445 les 500	


Plaques de cire pour fermeture des tubes capillaires



- base en plastique avec 2 zones de dépôt contenant de la pâte à modeler, des additifs alimentaires et de la cire d'abeille naturelle
- numérotés de 1 à 48
- en emballage individuel

référence	Prix HT
MR3441 Plaque de cire, les 6	

Pâte de scellement



- pâte LMR® pour la fermeture des tubes capillaires
- cuvette à trous numérotés
- pâte blanche, la ligne de démarcation entre globules rouges et pâte est très nette

référence	Prix HT
TMHPS Pâte de scellement, boîte de 10 plaquettes	

Centrifugeuses à hématocrite



sur notre site internet
www.labomoderne.com