


## Système SediRate détermination de la vitesse de sédimentation

- portoir en plastique 10 places numérotées
- pipettes de sédimentation graduées de 0 à 180 mm
- tubes en polypropylène à capuchon rose, avec 0,2 ml de Citrate de Sodium : anticoagulant agissant par fixation du calcium, préparé à 3,8% d'après la norme ISO 6710 : 1995, échantillon de sang 0,8 ml, étiquettes avec numéro de lot et date de péremption



### référence

### Prix HT


**FLM0910** Support 10 places, l'unité

**FLM0912** Tubes Ø12 x 86 mm avec citrate de sodium, les 50

**FLM0911** Pipettes, les 200

## Système Takives détermination de la vitesse de sédimentation

- portoir en plastique 10 places numérotées
- pipettes de sédimentation en verre, graduées de 0 à 160 mm, avec aspiration automatique



### référence

### Prix HT

**FLM0920** Support 10 places, l'unité

**FLM0922** Pipettes en verre avec aspiration automatique, les 500