

**Supports pour système SediRate
avec 10 logements numérotés**



- en polystyrène cristal
- supports numérotés
- 10 logements
- idéal pour maintenir le système de pipette avec tube à essai en position verticale pendant la formation de la colonne de sang

dim. support	capuchon	référence	Prix HT
190 x 50 x 53 mm	●	PP6101	les 12
190 x 50 x 53 mm	●	PP6102	les 12
190 x 50 x 53 mm	●	PP6103	les 12

**Supports pour système SediRate
avec 10 logements numérotés**



- en polystyrène cristal
- supports numérotés
- 10 logements
- idéal pour maintenir le système de pipette avec tube à essai en position verticale pendant la formation de la colonne de sang

dim. supports	capuchon	référence	Prix HT
185 x 57 x 150 mm	●	PP6105	l'unité

**Pipettes graduées pour VS
tube avec citrate de sodium**

- système SEDIRATE permettant de calculer rapidement la vitesse de sédimentation érythrocyte
- tube en polypropylène avec citrate de sodium, bouchon rose



citrate de sodium	échantillon de sang	dim. pipette	référence	Prix HT
0,2 ml	0,8 ml	Ø 12x86 mm	PP6111	les 800
		Ø 13x75 mm	PP6112	les 800
0,4 ml	1,6 ml	Ø 13x75 mm	PP6113	les 400