

Appareils à sédimentation Westergren

- les supports maintiennent les pipettes de sédimentation en position verticale lors de l'examen des échantillons de sang selon la méthode de Westergren
- en acier inoxydable
- pince en aluminium anodisé 8 x 8 mm
- dispositif d'inclinaison pour une méthode rapide
- livrés avec des tubes de mélange et des bouchons en caoutchouc, sans pipettes



référence	Prix HT
MR3361 Appareil pour 3 tests	
MR3362 Appareil pour 6 tests	
MR3363 Appareil pour 10 tests	

Pipettes à sédimentation de Westergren en verre

- en verre transparent
- mesure de la vitesse de sédimentation des érythrocytes dans le sang selon la méthode Westergren
- longueur 300 mm
- graduations blanches de 0 à 200 mm subdivisions 1 mm



référence	Prix HT
MR3364 Pipettes pour méthode macro, les 24	
MR3365 Pipettes pour méthode micro, les 24	

Hémoglobinomètre de Sahli



- détermination de la teneur en hémoglobine du sang
- contenu du kit :
 - 1 support en polystyrène avec 2 tiges colorées et une plaque en verre opale
 - 1 tube comparateur en verre sodocalcique, fond rond, bord perlé, avec double échelle jaune et rouge
 - 1 pipette à hémoglobine 20 µl selon Sahli
 - 1 tuyau en silicone, longueur 16 cm
 - 1 embout blanc
 - 1 pipette compte-gouttes avec tétine en caoutchouc
 - 1 tige d'agitation
 - 1 flacon d'acide
 - 1 brosse de nettoyage

référence	Prix HT
MR3390 Hémoglobinomètre de Sahli	

Tubes de comparaison pour hémoglobinomètre de Sahli



- en verre sodocalcique
- fond rond
- bord perlé
- double échelle colorée jaune et rouge

référence	Prix HT
MR3391 Tubes de comparaison pour hémoglobinomètre de Sahli, les 10	