

## Plaques pour groupe sanguin 10 puits



- détermination rapide des groupes sanguins étudiés
- polystyrène haute transparence
- marquage alphanumérique
- 10 puits

	référence	Prix HT
Plaques groupes sanguins	AX1915	les 100

## Plaques pour groupe sanguin 10 puits



- 10 puits
- dim. : 160 x 40 x 4,30 mm
- en polystyrène cristal haute qualité
- emballage par 10

	référence	Prix HT
Plaques de groupe sanguin 10 puits, les 500	PP4170	

## Anticoagulant prêt à l'emploi

- **conserve intacts les éléments cellulaires du sang** beaucoup mieux et plus longtemps que les oxalates et l'héparine
- **idéal pour la numération des plaquettes** : empêche efficacement l'agglutination des plaquettes in vitro et permet ainsi leur numération dans du sang veineux envoyé au laboratoire
- le taux de sédimentation, le taux d'hématocrite, les facteurs Rh et les caractéristiques du sang sont considérablement moins modifiés qu'avec les oxalates
- remplace efficacement les oxalates pour la chimie du sang total
- en flacons polyéthylène compte-gouttes
- un flacon contient la quantité pour environ 850 échantillons de 5 ml de sang
- à base d'EDTA (sel dipotassique)



	référence	Prix HT
anticoagulant prêt à l'emploi, le flacon de 40 ml	LMR5050	