

Micropipettes capillaires
calibrées à usage unique

i Très grande exactitude
avec des micro volumes.




- conformes à la norme ISO 7550
- exactitude : 0,3 %
- pipette un trait à code couleur
- indication du volume sur chaque micropipette

volume	code couleur	longueur	exactitude	reprod.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					non héparinées		héparinées	
1-2-3-4-5 µl	blanc	125 mm	± 0,3 %	± 0,6 %	VX1288	les 250	VX1289	les 250
5 µl	blanc	125 mm	± 0,3 %	± 0,6 %	VX1260	les 250	VX1274	les 250
10 µl	orange	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1262	les 250	VX1276	les 250
5-10 µl	orange	125 mm	± 0,3 %	± 0,6 %	VX1255	les 250	VX1252	les 250
20 µl	noir	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1264	les 250	VX1278	les 250
25 µl	2 traits blanc	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1266	les 250	VX1280	les 250
40 µl	2 traits rouge	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1293	les 250	VX1284	les 250
20-40 µl	rouge	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1259	les 250	VX1299	les 250
44,7 µl	violet	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1275	les 250	VX1277	les 250
50 µl	vert	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1270	les 250	VX1285	les 250
20-50 µl	vert	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1256	les 250	VX1291	les 250
100 µl	marine	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1272	les 250	VX1286	les 250
50-100 µl	marine	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1257	les 250	VX1271	les 250
100-200 µl	rouge	125 mm	± 0,25 %	± 0,5 %	VX1294	les 250	VX1977	les 250

- en verre borosilicaté 3.3
- code de couleur indiquant le volume de la base à la marque circulaire de chaque micropipette
- livrées en fiole carton de 250 micropipettes calibrées

Micropipettes capillaires
calibrées "end to end" 0,5 à 50 µl



- conformes à la norme ISO 7550
- volume calibré entre les deux extrémités
- livrées dans une fiole en verre avec distributeur
- exactitude : 0,5 %

volume	code couleur	longueur	exactitude	reprod.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					non héparinées		héparinées	
0,5 µl	blanc	15 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1776	les 1000	-	-
1 µl	marine	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1650	les 1000	VX1675	les 1000
2 µl	rouge	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1651	les 1000	VX1676	les 1000
3 µl	jaune	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1652	les 1000	VX1677	les 1000
4 µl	vert	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1653	les 1000	VX1678	les 1000
5 µl	blanc	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1654	les 1000	VX1679	les 1000
10 µl	orange	29 mm	± 0,5 %	± 0,75 %	VX1743	les 1000	VX1771	les 1000
20 µl	noir	29 mm	± 0,5 %	± 0,6 %	VX1745	les 1000	VX1772	les 1000
25 µl	blanc	29 mm	± 0,5 %	± 0,6 %	VX1746	les 1000	VX1773	les 1000
40 µl	rouge	29 mm	± 0,5 %	± 0,6 %	VX1748	les 1000	VX1774	les 1000
50 µl	vert	29 mm	± 0,5 %	± 0,6 %	VX1749	les 1000	VX1775	les 1000

- en verre borosilicaté 3.3
- livrées par 1000 : 10 fioles de 100 micropipettes
- fioles à capuchon en couleur pour l'identification facile du volume
- système distributeur dans la partie supérieure de la fiole pour extraire une micropipette à la fois