

# LAMELLES COUVRE-OBJET

## Lamelles couvre-objet en verre sodocalcique



dimensions	référence	Prix HT
<b>lamelles standard en boîte distributrice</b> (épaisseur 0,13 à 0,16 mm)		
18 x 18 mm	MLE1818	les 200
20 x 20 mm	MLE2020	les 200
22 x 22 mm	MLE2222	les 200
22 x 26 mm	MLE2226	les 100
22 x 32 mm	MLE2232	les 100
22 x 40 mm	MLE2240	les 100
22 x 50 mm	MLE2250	les 100
24 x 24 mm	MLE2424	les 200
24 x 32 mm	MLE2432	les 100
24 x 40 mm	MLE2440	les 100
24 x 50 mm	MLE2450	les 100
24 x 60 mm	MLE2460	les 100
<b>lamelles optiquement planes sur les 2 faces</b> (épaisseur ~0,4 mm)		
20 x 26 mm	MLG2026	les 10
22 x 22 mm	MLG2222	les 10
24 x 24 mm	MLG2424	les 10

- protection des échantillons et des objectifs du microscope
- verre transparent de haute qualité optique, conforme à la classe hydrolytique 1, exempt d'impureté
- chaque boîte contient un sachet de sel de silice, emballage sous vide en tropical pack, ouverture sans ciseaux

## Lamelles rondes en verre sodocalcique



- lamelles, rondes, en boîtes de 100

dimensions	épaisseur	référence	Prix HT
<b>Type 0 : épaisseur 0,09 - 0,13</b>			
Ø 13 mm	0,09 - 0,13	GW3801	les 100
Ø 19 mm	0,09 - 0,13	GW3802	les 100
<b>Type 1 : épaisseur 0,13 - 0,16</b>			
Ø 3 mm	0,13 - 0,16	GW3811	les 100
Ø 5 mm	0,13 - 0,16	GW3812	les 100
Ø 8 mm	0,13 - 0,16	GW3813	les 100
Ø 10 mm	0,13 - 0,16	GW3814	les 100
Ø 12 mm	0,13 - 0,16	GW3815	les 100
Ø 13 mm	0,13 - 0,16	GW3816	les 100
Ø 14 mm	0,13 - 0,16	GW3817	les 100
Ø 15 mm	0,13 - 0,16	GW3818	les 100
Ø 16 mm	0,13 - 0,16	GW3819	les 100
Ø 17 mm	0,13 - 0,16	GW3820	les 100
Ø 18 mm	0,13 - 0,16	GW3821	les 100
Ø 19 mm	0,13 - 0,16	GW3822	les 100
Ø 20 mm	0,13 - 0,16	GW3823	les 100
Ø 22 mm	0,13 - 0,16	GW3824	les 100
Ø 24 mm	0,13 - 0,16	GW3825	les 100
Ø 25 mm	0,13 - 0,16	GW3826	les 100
Ø 30 mm	0,13 - 0,16	GW3827	les 100
<b>Type 2 : épaisseur 0,16 - 0,19</b>			
Ø 12 mm	0,16 - 0,19	GW3832	les 100
Ø 13 mm	0,16 - 0,19	GW3833	les 100
Ø 16 mm	0,16 - 0,19	GW3834	les 100
Ø 19 mm	0,16 - 0,19	GW3835	les 100
Ø 22 mm	0,16 - 0,19	GW3836	les 100
<b>Type 3 : épaisseur 0,19 - 0,23</b>			
Ø 13 mm	0,19 - 0,23	GW3841	les 100

## Lamelles couvre-objet ,13 - 0,16 mm en verre sodocalcique



dimensions	référence	Prix HT
18 x 18 mm	CT4079	les 200
20 x 20 mm	CT4080	les 200
22 x 22 mm	CT4081	les 200
22 x 32 mm	CT4070	les 100
22 x 40 mm	CT4072	les 100
22 x 50 mm	CT4074	les 100
22 x 60 mm	CT4077	les 100
24 x 24 mm	CT4082	les 200
24 x 32 mm	CT4071	les 100
24 x 40 mm	CT4073	les 100
24 x 50 mm	CT4075	les 100
24 x 55 mm	CT4076	les 100
24 x 60 mm	CT4078	les 100

- en verre sodocalcique
- parfaitement transparentes
- épaisseur : 0,13 - 0,16 mm

## Lamelles couvre-objet 0,4 mm pour chambres de comptage et hémocytomètres



- en verre optique spécial
- prêtes à l'emploi
- bords rodés et polis
- emballées individuellement en sachets en polyéthylène



dimensions	référence	Prix HT
20 x 26 mm	MR20268	les 100
22 x 22 mm	MR22228	les 100
24 x 24 mm	MR24248	les 100
30 x 30 mm	MR30308	les 100