


Lames avec des puits de réaction avec masque coloré épaisseur 1 mm



Utilisées pour le diagnostic,
masques résistants aux solvants.

- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- masques de couleur : résistance remarquablement élevée aux solvants, coloris noir, bleu, vert, rouge et blanc
- conformes à la norme DIN ISO 8037-1
- bords rodés à 90°
- zone de marquage dépolie 20 mm sur un côté
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- autoclavables
- emballage par 50
- autres masques sur demande

puits	numérotés	dimensions lames	noir	bleu	blanc	vert	rouge	Prix HT
			●	●	○	●	●	
1 x Ø 6 mm		76 x 26 mm	MR3101	MR3111	MR3121	MR3131	MR3141	les 200
2 x Ø 11 mm		76 x 26 mm	MR3102	MR3112	MR3122	MR3132	MR3142	les 200
3 x Ø 14 mm		76 x 26 mm	MR3103	MR3113	MR3123	MR3133	MR3143	les 200
3 x Ø 10 mm		76 x 26 mm	MR3104	MR3114	MR3124	MR3134	MR3144	les 200
6 x Ø 8 mm		76 x 26 mm	MR3105	MR3115	MR3125	MR3135	MR3145	les 200
8 x Ø 6 mm	numéroté	76 x 26 mm	MR3106	MR3116	MR3126	MR3136	MR3146	les 200
8 x Ø 9 mm		76 x 26 mm	MR3107	MR3117	MR3127	MR3137	MR3147	les 200
10 x Ø 5 mm		76 x 26 mm	MR3151	MR3161	MR3171	MR3181	MR3191	les 200
10 x Ø 6 mm	numéroté	76 x 26 mm	MR3152	MR3162	MR3172	MR3182	MR3192	les 200
10 x Ø 7 mm		76 x 26 mm	MR3153	MR3163	MR3173	MR3183	MR3193	les 200
10 x Ø 7 mm	numéroté	76 x 26 mm	MR3154	MR3164	MR3174	MR3184	MR3194	les 200
10 x Ø 8 mm		76 x 26 mm	MR3155	MR3165	MR3175	MR3185	MR3195	les 200
10 x Ø 8 mm	numéroté	76 x 26 mm	MR3156	MR3166	MR3176	MR3186	MR3196	les 200
12 x Ø 5 mm	numéroté	76 x 26 mm	MR3157	MR3167	MR3177	MR3187	MR3197	les 200

Lames porte-objets avec 12 anneaux bleus



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- 12 anneaux Ø 13/14 mm imprimés bleu
- bords biseautés, coins coupés
- pré-nettoyées, prêtes à l'emploi
- autoclavables
- dim. 76 x 52 x 2 mm

référence

Prix HT

MR3237 Lamelles 12 anneaux bleus, les 10