



Cellules à numération Fast Read 102® - Kova Slide®

- ▶ analyse des urines
- ▶ comptage virologique et cellulaire
- ▶ numération des sédiments urinaires



1




Grille : 2 x 5 mm

Carré : 1 x 1 mm

Secteur : 0,25 x 0,25 mm



2



Grille : 3 x 3 mm

Carré : 0,99 x 0,99 mm

Secteur : 0,33 x 0,33 mm

- cellules en plastique rigide transparent
- températures jusqu'à +100°C
- usage unique, pas de contamination
- chaque cellule comporte 10 grilles, chaque grille est divisée en carrés, eux-mêmes divisés en secteurs
- excellentes précision et reproductibilité
- lectures constantes non influencées par les variations de techniques entre différents opérateurs
- chaque chambre est équipée d'un système pour la collecte des excès d'urine
- numéros imprimés sur les côtés
- comptage rapide et facile

	Fast Read 102®	Kova Slide®
dim. de la cellule	39 x 83 mm	32 x 81 mm
chambres	10 chambres	10 chambres
dim./volume	7 µl, prof. 0,1 mm	6,6 µl, prof. 0,1 mm
grilles	10 grilles (1 par chambre)	10 grilles (1 par chambre)
dim./volume	5 x 2 mm, 1 µl	3 x 3 mm, 0,9 µl
carrés	10 carrés par grille	9 carrés par grille
dim./volume	1 x 1 mm, 0,1 µl	0,99 x 0,99 mm, 0,098 µl
secteurs	16 secteurs par carré	9 secteurs par carré
dim./volume	0,25 x 0,25 mm, 0,00625 µl	0,33 x 0,33 mm, 0,0111 µl
Cellules à numération	SY5010 1 les 100	SY5020 2 les 100