


Réipients 3D pour la microscopie fluorescence à feuille de lumière laser

- utilisés avec des milieux d'enrobage aqueux ou à base de solvant
- en plastique de haute qualité optique et chimiquement résistant, indice de réfraction 1,5
- 4 parois d'entrée de lumière numérotées
- empilables
- bord élargi : manipulation d'échantillons en toute sécurité et espace de marquage
- résistants à : salicylate de méthyle (huile de gaulthérie), éther benzyle, alcool, benzoate de benzyle, éther diphenylique, cinnamate d'éthyle et thiodiéthanol

illumination	illumination unilatérale	illumination simultanée des deux côtés
volume	9 ml	47 ml
espace d'échantillon	40 x 15 x 10 mm	40 x 40 x 25 mm
hauteur espace débordement	10 mm	10 mm
inclinaison des parois	1,9°	1,9°
dimensions	55 x 31 x 35 mm	55 x 55 x 38 mm
Réipient 3D	MR3222 les 40	MR3224 les 10



Kit sandwich LCP (Liquid Crystal Polymer) phase cubique lipidique



composition du kit :

- 20 jeux de 2 lames :
- 1 lame de base en verre, surface hydrophobe adhésive, dim. 127,8 x 85,5 mm, épaisseur 1 mm, recouverte d'1 entretoise h.0,2 mm avec 96 encoches de Ø 5 mm
- 1 lamelle couvre-objet, surface hydrophobe, dim. 112 x 77 mm, épaisseur No. 1,5 mm (0,16 à 0,19 mm), optimisée pour la microscopie en champ clair, UV et fluorescente
- pour l'étude cristallographique des protéines membranaires

référence **Prix HT**
MR3230 Kit LCP, le kit de 20 jeux de 2 lames

Kit sandwich FRAP redistribution de fluorescence après photo blanchiment



composition du kit :

- 20 jeux de 2 lames :
- 1 lame de base en verre, surface hydrophobe adhésive, dim. 127,8 x 85,5 mm, épaisseur 1 mm, recouverte d'1 entretoise h.0,06 mm avec 96 encoches de Ø 7 mm
- 1 lamelle couvre-objet, surface hydrophobe, dim. 112 x 77 mm, épaisseur No. 1,5 mm (0,16 à 0,19 mm), optimisée pour la microscopie en champ clair, UV et fluorescente
- pour le développement d'un système automatisé de LCP-FRAP à haut débit pour guider la cristallisation de protéines membranaires dans des mésophases lipidiques

référence **Prix HT**
MR3235 Kit FRAP, le kit de 20 jeux de 2 lames