

BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES

Boîtes à lames noires en bois

capacité max.
12 lames
25 lames
50 lames
100 lames




- cadre en bois recouvert de papier noir
- couvercle et base en carton
- charnières et des fermoirs de sécurité en métal
- fiche dans le couvercle
- fentes en plastique pour faciliter le retrait des diapositives par inclinaison, numérotées, les numéros restent lisibles même lorsque la boîte est remplie

capacité	dimensions	réf.	Prix HT
12 lames	100 x 85 x 35 mm	MR3344	les 10
25 lames	150 x 100 x 35 mm	MR3345	les 10
50 lames	270 x 100 x 35 mm	MR3346	les 10
100 lames	270 x 190 x 35 mm	MR3347	les 10

Boîtes à lames standard en bois

capacité max.
25 lames
50 lames
100 lames



- boîte en bois
- support de lame numéroté, en plastique
- couvercle à charnières
- feuillet numéroté dans le couvercle

capacité	dimensions	référence	Prix HT
25 lames	145 x 104 x h33 mm	BL25	
50 lames	275 x 104 x h33 mm	BL50	
100 lames	275 x 194 x h33 mm	BL100	

Boîtes en polypropylène couvercle à charnière

capacité max.
25 lames
100 lames



- en polypropylène
- couvercle à charnière
- feuillet numéroté dans le couvercle

	25 lames	100 lames
dimensions	141 x 92 x h36 mm	210 x 169 x h37 mm
BLEU	WH1590	WH1593
ROUGE	WH1591	WH1594
BLANC	WH1592	WH1595

Boîtes en polypropylène noir pour 100 lames

capacité max.
100 lames



- en polypropylène
- dim. 264 x 192 x 36 mm
- empilables
- 2 fermetures sécurisées
- carte index
- fentes en plastique facilitant le retrait des glissières par inclinaison, numérotées, les numéros restent lisibles même lorsque la boîte est remplie

référence	Prix HT
MR3349 Boîtes 100 lames, les 10	