

BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES

Boîtes en polystyrène pour 25 lames

capacité max.

25 lames



- en polystyrène coloris gris
- couvercle étanche à la poussière solidement encliqueté
- carte d'index
- fentes numérotées à l'intérieur
- dim. 97 x 83 x 39 mm

référence

Prix HT

MR3341 Boîtes 25 lames, les 4

Boîtes en polystyrène pour 100 lames

capacité max.

100 lames



- fond liège
- feuillet d'identification numéroté dans le couvercle
- couvercle à charnières
- dimensions : 208 x 162 x 32 mm

coloris

référence

Prix HT

ROUGE

AX1703


BLANC

AX1704

Boîtes en polystyrène pour 50 lames

capacité max.

50 lames



- en polystyrène coloris blanc
- couvercle étanche à la poussière solidement encliqueté
- carte d'index
- fentes numérotées à l'intérieur
- dim. 170 x 82 x 30 mm

référence

Prix HT

MR3342 Boîtes 50 lames, les 4

Boîte en polystyrène pour 100 lames

capacité max.

100 lames



- en polystyrène coloris blanc, autres coloris sur demande
- couvercle étanche à la poussière solidement encliqueté
- carte d'index
- fentes numérotées à l'intérieur
- dim. 210 x 164 x 30 mm

référence

Prix HT

MR3343 Boîtes 100 lames, les 60