

BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES


Plateau présentoir pour 20 lames



- en polystyrène anti-choc très résistant et durable
- capacité 20 lames
- position des lames presque horizontale
- unités empilables sans que les lames ne touchent le niveau supérieur

| lames | dimensions     | référence | Prix HT |
|-------|----------------|-----------|---------|
| 20    | 206x299xh18 mm | DS2310    |         |


Support en polystyrène 12 lames



- support 12 places, en polystyrène
- dim. : 86 x 178 x h19 mm

| dimensions    | référence | Prix HT |
|---------------|-----------|---------|
| 86x178xh19 mm | H44557    | les 6   |


Supports d'observation pour lames



- en polystyrène blanc, excellent contraste
- séparateur anti-adhérence de la lame humide sur le portoir
- lame parfaitement positionnée dans son logement grâce aux rebords latéraux
- prise de la lame grâce à 2 onglets
- marquage possible sur toute la périphérie du portoir

| lames | dimensions   | référence | Prix HT |
|-------|--------------|-----------|---------|
| 10    | 100 x 340 mm | LX53401   | les 40  |
| 20    | 200 x 340 mm | LX53402   | les 20  |
| 40    | 400 x 340 mm | LX53403   | les 10  |


Plateaux en plastique pour observation de lames



- en plastique
- 4 coloris au choix
- pour 20 lames 75 x 25 mm et 76 x 26 mm, épaisseur : 0,8 à 1,2 mm

| capacité | coloris | référence | Prix HT |
|----------|---------|-----------|---------|
| 20 lames | blanc   | CT2010    | les 50  |
| 20 lames | vert    | CT2020    | les 50  |
| 20 lames | rose    | CT2030    | les 50  |
| 20 lames | bleu    | CT2040    | les 50  |

Étuis plastique 20 lames



- base et couvercle en polystyrène anti-choc
- stockage horizontal de 20 lames
- couvercle à 2 volets transparents 2 positions : en protection sur les lames ou complètement rabattus à l'arrière
- température -80 à +80°C
- extraction des lames par simple pression
- empilables
- dim : 192 x 295 x h11 mm

| référence                   | Prix HT |
|-----------------------------|---------|
| DS2301 Étui 20 lames bleus  |         |
| DS2302 Étui 20 lames verts  |         |
| DS2303 Étui 20 lames gris   |         |
| DS2304 Étui 20 lames blancs |         |
| DS2305 Étui 20 lames jaunes |         |