

BOÎTES DE TRANSPORT POUR LAMES

Pochettes de transport à plat

capacité
1 lame



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 80 x 6 x h40 mm

référence	Prix HT
ML1111 Pochette 1 lame	

capacité
2 lames



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 84 x 6 x h71 mm

référence	Prix HT
ML1112 Pochette 2 lames	

capacité
3 lames



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 84 x 6 x h99 mm


référence	Prix HT
ML1113 Pochette 3 lames	

Étuis individuels de transport de lames

capacité
1 lame



- en polystyrène anti-choc incassable
- système de verrouillage pour fixer les étuis entre eux, ajustement parfait
- capacité : 1 lame porte-objet 75 x 26 mm avec ou sans lamelle couvre-objet
- réutilisables
- température : -80 à 80°C
- possibilité d'insérer un lien inviolable
- espaces de marquage / étiquetage
- retrait facile de la lame
- dim. (lpxh) : 89 x 29 x h6 mm



verrouillage des étuis entre eux


modèle	bleu	vert	rose	blanc	jaune	Prix HT
	●	●	●	○	●	
étuis de transport 1 lame	DS2291	DS2292	DS2293	DS2294	DS2295	les 50

Boîtes plates de transport de lames en plastique

capacité
1 lame

capacité
2 lames

capacité
3 lames



- en plastique résistant
- pour lames 75 x 25 mm et 76 x 26 mm, épaisseur : 0,8 à 1,2 mm

capacité	référence	Prix HT
1 lame	CT4112	les 200
2 lames	CT4113	les 100
3 lames	CT4114	les 100