

Masques médicaux 3 plis à liens type II et IIR



Cat. I

EN 14683 Type II

EN 14683 Type IIR

- non-tissés à 4 liens nouables
- sans latex, sans fibre de verre
- filtrent plus de 98% des bactéries > 3 µm
- résistance aux projections de sang
- rabat en surépaisseur pour une action anti-buée
- barette nasale à mémoire de forme
- confortables et respirants
- marquage "EXT" pour le sens de la mise en place
- usage unique
- emballage individuel
- la boîte distributrice de 50 masques

coloris	Type II		Type IIR	
	référence	Prix HT	référence	Prix HT
○	SP2100	les 50	SP2110	les 50
●	SP2101	les 50	SP2111	les 50
●	-	-	SP2112	les 50

Masques chirurgicaux 3 plis avec élastiques auriculaires Type II et Type IIR

Cat. I

EN 14683 Type II

EN 14683 Type IIR

certification
DM 93/42/CE

- usage unique
- en non-tissé
- 3 plis
- 1 barrette nasale
- soudure "EXT" pour le sens de la mise en place
- attache par élastique auriculaires
- coloris au choix
- confortables et respirants



coloris	Type II						Type IIR					
	1 boîte de 50 masques		5 boîtes de 50 masques		40 sachets de 10 masques		1 boîte de 50 masques		5 boîtes de 50 masques			
	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
○ blanc	SP9001	les 50	SP9301	les 250	SP9401	les 400	SP9101	les 50	SP9501	les 250		
● bleu	SP9002	les 50	SP9302	les 250	SP9402	les 400	SP9102	les 50	SP9502	les 250		
● bleu denim	SP9003	les 50	SP9303	les 250	SP9403	les 400	-	-	-	-		
● vert	SP9004	les 50	SP9304	les 250	SP9404	les 400	-	-	-	-		
● jaune	SP9005	les 50	SP9305	les 250	SP9405	les 400	-	-	-	-		
● violet	SP9006	les 50	SP9306	les 250	SP9406	les 400	-	-	-	-		
● rose	SP9007	les 50	SP9307	les 250	SP9407	les 400	SP9107	les 50	SP9507	les 250		
● orange	SP9008	les 50	SP9308	les 250	SP9408	les 400	-	-	-	-		
● noir	SP9009	les 50	SP9309	les 250	SP9409	les 400	SP9109	les 50	-	-		
● beige	SP9010	les 50	SP9310	les 250	SP9414	les 400	-	-	-	-		
● gris	SP9011	les 50	SP9311	les 250	SP9411	les 400	-	-	-	-		
● rouge	SP9012	les 50	SP9312	les 250	SP9412	les 400	-	-	-	-		
● bourgogne	SP9013	les 50	SP9313	les 250	SP9413	les 400	-	-	-	-		