

Écouvillons avec milieu de culture sélectif identification des bactéries contaminantes de surface

- contrôle des surfaces dans environnement alimentaire et pharmaceutique
- écouvillon en plastique, embout en viscosse
- tube à essai Ø12 x 150 mm, fond rond, contenant un support sélectif chromatique
- après prélèvement, l'écouvillon est immergé dans le milieu de culture, après incubation de 18 à 24 heures, le changement de couleur met en valeur la présence ou l'absence de la contamination recherchée
- étiquette avec légende de couleur pour une lecture correcte du résultat du test
- emballage individuel, stérile

Gélose XLD
(Xylose lysine désoxycholate)
Milieu modérément sélectif pour les salmonelles et les shigelles



- milieu modérément sélectif servant à l'isolement et à la différenciation des agents pathogènes entériques Gram négatifs en particulier les salmonelles et les shigelles dans les échantillons cliniques, environnementaux ou alimentaires
- issu de la fermentation du xylose, du lactose et du saccharose, la décarboxylation de la lysine et la production d'hydrogène sulfuré pour la différenciation primaire des shigelles et des salmonelles.

Gélose OXFORD
Milieu sélectif pour *Listeria*



- milieu de croissance sélectif utilisé pour la détection de *Listeria monocytogenes*

Gélose PCA standard
pour le dénombrement
Milieu non sélectif pour la flore totale



- milieu nutritif sans inhibiteurs qui favorise le développement, à +30°C, de tous les microorganismes (flore totale : aérobie et facultative bactéries anaérobies, hétérophiles)
- utilisé pour le dénombrement de la portion revivifiable de la flore mésophile aérobie totale
- pour les tests bactériologiques sur les aliments, l'eau, le lait et d'autres produits laitiers

Gélose COLIFORME
Milieu sélectif pour *E. coli* et coliformes



- milieu sélectif chromogène pour la détection d'*Escherichia coli* et coliformes dans les aliments et l'eau

contrôle de	tube	tige	extrémité	référence	Prix HT
Gélose XLD (Xylose lysine désoxycholate)	Ø12 x 150 mm,	plastique	viscosse	PP4151	les 50
Gélose OXFORD	Ø12 x 150 mm,	plastique	viscosse	PP4152	les 50
Gélose PCA Standard	Ø12 x 150 mm,	plastique	viscosse	PP4153	les 50
Gélose COLIFORME	Ø12 x 150 mm,	plastique	viscosse	PP4154	les 50