

Micropipettes électroniques Xplorer® et Xplorer Plus®

- ▶ micropipettes monocanal
- ▶ micropipettes 8, 12, 16 ou 24 canaux

Caractéristiques :

- ajustage préprogrammé et individuel aux conditions ambiantes
- pipettes à coussin d'air, faible force de pipetage
- molette de sélection pour les modes de pipetage
- écran couleur facile à manipuler dans toutes les positions
- touche bidirectionnelle multifonctions, orientée vers le haut pour aspirer, et vers le bas pour distribuer
- vitesses réglables pour l'aspiration et la distribution
- parties basses autoclavable
- batterie rechargeable puissante, jusqu'à 8h de travail
- choix entre 9 langues
- modèles 8 canaux : tête orientable à 360°
- partie inférieure autoclavable

Caractéristiques propres à la Xplorer Plus :

- programmation personnalisée
- réglage des volumes fixes
- protection par mot de passe
- affichage des intervalles de maintenance

Modes de fonctionnement :

- pipetage standard de liquides (Pip)
- pipetage manuel de liquides (Man)
- pipetage et mélange (P/M) : mélange automatisé d'échantillons
- distribution manuelle (Dis) : remplissage manuel de plaques, de gels, et de microtubes avec des volumes partiels égaux
- distribution automatique (Ads) : remplissage automatique de plaques, de gels, et de microtubes à des intervalles de temps définis par l'utilisateur

Modes de fonctionnement propres à la Xplorer Plus :

- aspiration multiple (Spc) : pour le pooling de différentes cuves vers une seule pointe de pipette
- pipetage ou distribution séquentielle (Spc) : étapes de volume définies par l'utilisateur
- pipetage inversé (Spc) : solutions non aqueuses/difficiles
- dilution (Spc) : préparation de séries de dilution
- volume fixe (Fix) : enregistrement jusqu'à 10 volumes et réglages de vitesse pour une utilisation facilitée

Filtres de protection

- empêchent l'entrée de liquides et vapeurs dans les composants internes de la micropipette
- compatibles avec les micropipettes Research plus, Reference 2 et Xplorer
- livrés par 10 avec 1 manchon filtrant

capacité		filtres
2,5 ml	●	DP7030
5 ml	●	DP7031
10 ml	●	DP7032



capacité	référence	Prix HT	référence		Prix HT
			Xplorer®	Xplorer Plus®	
micropipettes monocanales à volume variable					
0,5 - 10 µl	● DP8001			DP8101	
1 - 20 µl	● DP8002			DP8102	
5 - 100 µl	● DP8003			DP8103	
10 - 200 µl	● DP8004			DP8104	
15 - 300 µl	● DP8005			DP8105	
50 - 1 000 µl	● DP8006			DP8106	
0,1 - 2,5 ml	● DP8007			DP8107	
0,2 - 5 ml	● DP8008			DP8108	
0,5 - 10 ml	● DP8009			DP8109	
micropipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 - 10 µl	● DP8011			DP8111	
5 - 100 µl	● DP8012			DP8112	
15 - 300 µl	● DP8013			DP8113	
50 - 1200 µl	● DP8014			DP8114	
micropipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 - 10 µl	● DP8021			DP8121	
5 - 100 µl	● DP8022			DP8122	
15 - 300 µl	● DP8023			DP8123	
50 - 1200 µl	● DP8024			DP8124	
micropipettes 16 canaux à volume variable					
1 - 20 µl	●	-		DP8131	
5 - 100 µl	●	-		DP8132	
micropipettes 24 canaux à volume variable					
1 - 20 µl	●	-		DP8141	
5 - 100 µl	●	-		DP8142	
accessoires					
Carrousel chargeur		DP8201		DP8201	
Support chargeur	①	DP8202		DP8202	
Base de recharge	②	DP8203		DP8203	
Support de pipette	③	DP8204		DP8204	