

Pointes Dualfilter T.I.P.S® et Dualfilter T.I.P.S® SealMax®



Caractéristiques

- en polypropylène
- double filtre pour une protection renforcée en deux phases
- protection contre les aérosols et les biomolécules
- Dualfilter T.I.P.S® SealMax® : pointes auto-obstruantes
- codes couleur permettant l'identification des volumes et la correspondance avec les pipettes
- s'adaptent à toutes les micropipettes Eppendorf
- certificats d'efficacité par lot
- en racks, en recharges ou en emballage individuel

Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté de ses pointes, tubes et plaques.



Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée



Biopur

- exempt d'ADN humain
- exempt d'inhibiteurs de PCR
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ATP
- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)



Forensic DNA Grade

- conforme à la norme ISO 18385
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



Stérile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)

0,1 - 10 µl S longueur 34 mm			réf.	Prix HT
Dualfilter T.I.P.S®				
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9201	les 960
Dualfilter T.I.P.S® SealMax®				
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9205	les 960
0,1 - 10 µl M longueur 40 mm				
Dualfilter T.I.P.S®				
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9211	les 960
	10 racks x 96 pointes	Forensic DNA Grade	DP9212	les 960
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9213	les 960
0,5 - 20 µl L longueur 46 mm				
Dualfilter T.I.P.S®				
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9221	les 960
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9222	les 960
Dualfilter T.I.P.S® SealMax®				
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9225	les 960
	10 recharges x 96 pointes	Biopur	DP9226	les 960



				réf.	Prix HT
2 - 20 µl longueur 53 mm					
Dualfilter T.I.P.S®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9231	les 960	
	10 racks x 96 pointes	Forensic DNA Grade	DP9232	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9233	les 960	
2 - 100 µl longueur 53 mm					
Dualfilter T.I.P.S®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9241	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9242	les 960	
Dualfilter T.I.P.S® SealMax®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9245	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	Biopur	DP9246	les 960	
2 - 200 µl longueur 55 mm					
Dualfilter T.I.P.S®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9251	les 960	
	10 racks x 96 pointes	Forensic DNA Grade	DP9252	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9253	les 960	
Dualfilter T.I.P.S® SealMax®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9255	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	Biopur	DP9256	les 960	
20 - 300 µl longueur 55 mm					
Dualfilter T.I.P.S®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9261	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9262	les 960	
Dualfilter T.I.P.S® SealMax®					
	10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9265	les 960	
	10 recharges x 96 pointes	Biopur	DP9266	les 960	

50 - 1 000 µl longueur 76 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9271 les 960
			10 racks x 96 pointes	Forensic DNA Grade	DP9272 les 960
			10 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9273 les 960
	Dualfilter T.I.P.S. [®] SealMax [®]		10 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9275 les 960
			10 recharges x 96 pointes	Biopur	DP9276 les 960

50 - 1 250 µl L longueur 103 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		5 racks x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9281 les 480
			5 recharges x 96 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9282 les 480

0,25 - 5 ml L longueur 115 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		5 racks x 48 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9291 les 480

0,1 - 5 ml L longueur 120 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		5 racks x 24 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9301 les 240

0,2 - 5 ml L longueur 175 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		5 racks x 24 pointes	PCR Clean + Stérile	DP9311 les 240

0,5 - 10 ml L longueur 243 mm				réf.	Prix HT
	Dualfilter T.I.P.S. [®]		emballage individuel	PCR Clean + Stérile	DP9321 les 100